



Lip⁺ seal
trainer

LIP STRENGTH



LIP TRAINER™ (LT) APPLIANCE

Myotalea® Lip Trainer™は、口唇を閉じる適切な力と口唇の筋肉を鍛えるように設計されています。多くの患者に口唇閉鎖不全の徴候があり、口輪筋の低緊張が認められます。**Lip Trainer™**は口唇閉鎖を改善し、嚥下時のオトガイの過活動を抑制するために口唇の筋肉を鍛えるとともに、ストレッチも行います。**Myobrace®**、**Myosa®**治療のどの段階でも使用することができます。口唇閉鎖と鼻呼吸の獲得は、**Myosa®**治療を通して、また**Myobrace®**治療の終了段階では特に重要です。



使用方法

リップトレーナーを使用して、5分間のエクササイズを毎日2回行う必要があります。

1. ストラップを**Myobrace®**タブの穴に通して**Lip Trainer™**に取り付けてください。
2. ストラップの穴から下方に押し、ストラップを引いて所定の位置に固定します。
3. リップバンパーを下に向けて**Lip Trainer™**を口に入れてください。
4. **Lip Trainer™**を口唇で覆い、口唇を閉じた状態を保って、ストラップを水平に引っ張ってください。
5. **Lip Trainer™**が外れた場合は、**Lip Trainer™**を口腔内に戻し、口唇で保持できる程度の力で引っ張ってください。
6. ストラップをわずかに上下することで、上唇や下唇のトレーニングにもなります。
7. この練習を5分間続けてください。

設計上の特徴

- 理想的なアーチ形状によって、口輪筋に完璧にフィットし、ストラップと組み合わせることで、筋肉を鍛えることができます。
- ストラップを取り付けることで、装置を異なる方向に引っ張ることができ、口唇の筋肉の各部位を単独で鍛えることもできます。
- リップバンパーが下唇に当たることで、嚥下時のオトガイ筋の緊張を抑制します。

適用

- ✓ **Myosa®**、**Myobrace®**治療のどの段階でも使用可能ですが、特に治療の最終段階での使用に適しています。
- ✓ 口輪筋を鍛えます。
- ✓ 嚥下時のオトガイの緊張を抑制します。
- ✓ 口唇閉鎖不全の患者が口唇閉鎖を獲得するのに適した装置です。
- ✓ 口唇閉鎖不全に働きかけることにより、鼻呼吸への移行を補助します。
- ✓ 筋機能療法の補助装置として使用することができます。

Lip Trainer™

Lip Seal
Trainer



理想的なアーチ形状

リップバンパー

ストラップは、**Lip Seal Trainer**として使用することもできます。

1つで2つの装置



カラー：
ブルー、ピンク、クリア