



LIP SEAL



## LIP SEAL TRAINER (LST) APPLIANCE

**Myotalea® Lip Seal Trainer**はLip Trainer™の付属品となっており、ストラップとして使用することで、Lip Trainer™を異なる方向に引っ張り、口腔周囲筋のトレーニングを可能にします。

Lip Seal Trainerは単独で、口唇閉鎖と筋力の改善のために使用することができます。リップシールスピードとトレーニングボードの2つの構造が備わっています。

リップシールスピードまたはトレーニングボードを口唇で挟んで保持することで、習慣的に口唇が開いてしまう状態を改善します。Myobrace®またはMyosa®装置と併用して、難易度を上げて使用することもできます。トレーニングボードを口唇で簡単に保持できるようになったら、リップシールスピードでの保持に進むことができます。リップシールスピードの保持は応用編のトレーニングで、さらに強い筋力が必要になります。


### 使用方法

まずはMyobrace®装置との併用でLip Seal Trainerを使用することが推奨されます。

1. Lip Seal Trainerを口唇の間に置き、縁をMyobrace®装置に接触させてから口唇を軽く閉じて、一定の位置で保持します。Myobrace®装置装着中にこの状態を10分間維持します。
2. Myobrace®装置を外し、Lip Seal Trainerのみで、もう2分間保持します。担当歯科医師の指示に従い、5分間のLip Trainer™のエクササイズと併せて、1日2回行ってください。


個人の状況によって、担当歯科医師の指示が異なる場合があります。

二通りの使用方法:  
Lip Trainer™のストラップとしても使用することができます



トレーニングボード

リップシールスピード



トレーニングボード

Lip Trainer™

リップシールスピード

### 設計上の特徴

- トレーニングボードは、口唇閉鎖をトレーニングする初心者用の構造です。
- リップシールスピードは、口唇閉鎖をトレーニングする上級者用の構造です。
- Lip Trainer™と併せて使用することで、より口唇を鍛えて口唇閉鎖を改善することができます。

### 適用

- ✓ 確実に口唇を閉じることができるように、Myobrace®、Myosa®装置を装着しながら使用します。
- ✓ Myobrace®、Myosa®装置を装着せずに、口唇閉鎖を習慣づけるトレーニングにも適しています。
- ✓ 口唇閉鎖中のオトガイ筋の緊張を抑制します。
- ✓ 筋機能療法の補助装置として使用することができます。

Lip Trainer™  
の付属品です



カラー:  
ブルー、ピンク、イエロー、クリア