

## ■仕様

一般的名称	酸素治療フローメータ	●管理医療機器
販売名	セフティフロー	
認証番号	21000BZZ00016000	

形式	用途	流量範囲 (L/min)	加湿器	加湿方式
P311	バイピング用	1~15	無	—
P312	//	5~35	無	—
P315	//	0.25~10	無	—
P321	//	1~15	有	バブル式
P324	//	1~15	有	ネプライザー式
P325	//	0.25~10	有	バブル式

一般的名称	高圧ガスレギュレータ	●一般医療機器
販売名	セフティフロー P323	●特定保守管理医療機器
届出番号	10B2X00014B00008	

用途	流量範囲 (L/min)	レギュレータ	圧力計	加湿方式
ポンペ用	1~15	有	24.5Mpa (250kgf/cm <sup>2</sup> )	バブル式


一般的名称	高圧ガスレギュレータ	●一般医療機器
販売名	セフティフロー P326	●特定保守管理医療機器
届出番号	10B2X00014B00011	

用途	流量範囲 (L/min)	レギュレータ	圧力計	加湿方式
ポンペ用	1~15	有	24.5Mpa (250kgf/cm <sup>2</sup> )	バブル式

一般的名称	非加熱式加湿器	●一般医療機器
販売名	セフティ加湿器Q201	
届出番号	10B2X00014D00001	

## ■部品リスト

《部品のご注文に際しては、部品名称・番号をお知らせください。》



- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

**注意** 正しく安全にお使いいただくために、  
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

■お問い合わせは

酸素が見える

