


【仕様】

一般的名称	パルスオキシメータ		
販売名	サーフィンPO		
認証番号	221AKBZX00060000		
対象	小児～成人		
機能	SpO ₂	測定範囲	70～99%
		測定精度	80～99%；±2% 70～79%；±3%
	脈拍数	測定範囲	30～235bpm
		測定精度	30～100bpm；±2bpm 101～235bpm；±2%
	6モード表示切替機能*		
10段階輝度調整機能*			
サイズ	寸法：32mm(幅)×34mm(高さ)×58mm(奥行)		
	重量：32g(電池含まず)		
電源	単4アルカリ電池2本		
	電池寿命 連続30時間		
使用温湿度	5～40℃、15～80%RH(結露なきこと)		
保管温湿度	-10～40℃、10～80%RH(結露なきこと)		
EMC	JIS T 0601-1-2:2002		


●管理医療機器 ●特定保守管理医療機器


*6モード表示と10段階輝度調整は、電源を切るたびにデフォルト設定(モード1表示、輝度レベル4)となります。

【各部の名称】



【ディスプレイ表示】



製造販売元  **KOIKE MEDICAL** 株式会社 小池メディカル <http://www.koike-medical.co.jp/> お問い合わせは、お近くの小池メディカル営業所まで

本社	〒132-0031	東京都江戸川区松島1-24-8	TEL.03(5662)6605	FAX.03(5662)6606
東京	〒113-0034	東京都文京区湯島2-14-4 STビル1F	TEL.03(5807)6060	FAX.03(5807)6061
札幌	〒062-0052	札幌市豊平区月寒東2条4丁目10-1	TEL.011(857)4071	FAX.011(857)4077
仙台	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町7-4-45	TEL.022(388)8901	FAX.022(388)8930
盛岡	〒020-0832	盛岡市東見前5-123-4	TEL.019(605)6571	FAX.019(605)6572
新潟	〒950-0853	新潟市東区東明4-5-4	TEL.025(257)7121	FAX.025(257)7123
山形	〒963-0101	郡山市安積町日出山4丁目180-2	TEL.0249(44)7227	FAX.0249(44)7233
いわき	〒970-1153	いわき市好間町上好間字岸12-4	TEL.0246(36)5311	FAX.0246(36)5323
茨城	〒308-0847	筑西市玉戸1049-2 サンプラザ1	TEL.0296(20)2033	FAX.0296(20)2055
埼玉	〒337-0051	さいたま市見沼区東大宮5-34-2 山田ビル2F	TEL.048(684)2051	FAX.048(684)1588
千葉	〒132-0031	東京都江戸川区松島1-24-8	TEL.03(5662)6601	FAX.03(5662)6694
横浜	〒224-0033	横浜市中区築港茅ヶ崎東4丁目6-1 B102	TEL.045(949)5305	FAX.045(944)0925
静岡	〒424-0806	静岡市清水区辻3-6-17	TEL.054(371)6170	FAX.054(371)6171
富山	〒931-8326	富山市上野新町7-43	TEL.076(438)2055	FAX.076(438)3603
高松	〒506-0051	岐阜県高山市中山町543	TEL.0577(36)3050	FAX.0577(36)2967
名古屋	〒453-0865	名古屋市中村区川前町524	TEL.052(413)5224	FAX.052(413)5218
大阪	〒536-0007	大阪府大阪市城東区成育2-7-2 2F	TEL.06(6932)1931	FAX.06(6932)8823
堺	〒599-8112	堺市東区日置荘原寺町415-1	TEL.072(288)2010	FAX.072(288)2011
和歌山	〒640-8412	和歌山市狐島613-80	TEL.073(480)3596	FAX.073(480)3597
広島	〒733-0024	広島市西区福島町2-33-6	TEL.082(294)0830	FAX.082(294)0987
九州	〒803-0817	北九州市小倉北区田町14-29	TEL.093(592)5281	FAX.093(592)5333
福岡	〒816-0063	福岡市博多区金の隈2-17-43 a棟102号	TEL.092(513)3101	FAX.092(513)3661
大分	〒870-0952	大分市下郡北1丁目122番地	TEL.097(567)3920	FAX.097(567)3921
南九州	〒890-0055	鹿児島県鹿児島市上荒田10-21	TEL.099(284)0545	FAX.099(284)0546
沖縄	〒901-0152	那覇市字小禄65	TEL.098(859)8077	FAX.098(859)5244
在宅医療サービスセンター	〒960-8252	福島市御山一本木10-7	TEL.024(533)5550	FAX.024(533)5766
在宅医療サービスセンター	〒300-0874	土浦市荒川沖西2-11-1	TEL.0298(34)2035	FAX.0298(34)2036
在宅医療サービスセンター	〒860-0082	熊本市池田4-32-44	TEL.096(319)2201	FAX.096(319)2205

⚠ 注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書及び添付文書をお読み下さい。

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは改善等の為、予告なく変更する場合があります。
- このカタログの記載内容は、2009年4月現在のものです。