




カニューラ  
バルブタイプ

# Fire Safe

ファイアセイフ

ファイアセイフは、万が一の酸素チューブ発火時に、ヒューズのように機能して酸素供給を自動的に止め、酸素による火災への影響を最小限に抑えます。

Better choice. For patient safety.



タバコなどで  
カニューラに  
火がついても

ファイアセイフが  
酸素を止めて  
延焼防止

ファイアセイフが延焼を防止する様子です。  
 ファイアセイフに火が到達すると、チューブの延焼をしっかりと止めます。



左: ファイアセイフを取り付けていないチューブ  
 右: ファイアセイフを取り付けたチューブ

ファイアセイフは酸素チューブと鼻カニューラや酸素マスクの間に取り付けたり、酸素濃縮器や酸素流量計に直接取り付けることが可能です。

ファイアセイフを取り付け、機能を説明することにより、患者様、またその家族への禁煙、火気厳禁の重要性を改めて認識させることができ、ファイアセイフの存在が、禁煙、火気厳禁の注意を促します。

DISGネジに  
取り付け可能な  
ノズルタイプも  
あります。



タバコのみならず様々な危険な火にそなえて



本器は患者様の酸素吸入時の、喫煙や火気使用を推奨するものではありません。  
 また、本器はチューブ発火時等の延焼を最小限に抑えるためのものであり、火災事故を防止するための器具ではありません。火災事故等の防止のためには、患者様への指導管理の徹底を図るなど、十分な対策を講じてください。