

AED

自動体外式除細動器



自動体外式除細動器 AED-3100 カルジオライフ


made in Japan




日本語 English
BILINGUAL

バイリンガル機能(オプション)

ガイドライン
2015 対応



成人・小児モード 切替スイッチ | パッド使用期限 確認 | パッド導通 チェック | 100回/分の 動作音 | イラスト表示 | 心電図波形表示 | AEDモード | SEMI AUTO | 防塵・防水 (IP55) | Bluetooth 通信 | AED Linkage



エレクトロニクスで病魔に挑戦


NIHON KOHDEN

AEDリモート監視システム ARM-1000をお役立てください

いつでも確実にAEDを使用するために、毎日/毎月のセルフテスト結果の確認や、電極パッド、バッテリーなどの消耗品の適切な交換といった日常点検を行うことが重要です。AED Linkageは、AEDの状態を集中管理し、お客様ご自身による日常点検をサポートします。

- Web上でAED本体の状態、電極パッドの使用期限、バッテリーの残量および廃棄期限等を確認できます。
- AEDにトラブルがあった場合や、電極パッドやバッテリーの使用期限前に、ご登録いただいたメールアドレスに情報をお届けします。
- リモート監視端末にて、AEDの時刻を補正します。

※AEDの日常点検は、AED本体のステータスインジケータを見て行ってください。
※設置位置、電波状況等により、AEDの情報を受信できない場合があります。
※詳しくは当社営業員にお問合せください。



付属品

AED用 キャリングバッグ YC-310V



AED-3100を収納できるキャリングバッグです。内部には、予備の電極パッド、救急用品(タオル、ハサミ等)、リモート監視端末を入れることができます。

消耗品



バッテリーパック SB-310V (待機寿命4年)



使い捨てパッド P-740 (成人・小児共通)

※救急現場の患者さんには...
●小児モードに切り換えて
使用してください。

※電極パッドは使い捨てです。
再使用できません。
届出番号 13B1X00206000345

オプション品

AED用キャリングバッグ YC-310V

※1つは標準付属です

AED防塵防水ケース YZ-043H0

●寸法・質量
幅434×高さ377×奥行188mm
約2.6kg (AED含まず)
※IEC規格: IP67



AED救命テント [Y251A]

救命時に周りにの方からの視線を遮るためのテントです。
●寸法・質量
使用時: 幅1970×高さ1500×奥行1185mm
保管時: 幅500×高さ600×奥行60mm
約2kg



AED壁掛けホルダ KG-202V

※取付け金具が別途必要

AED/CPRLレスキューキット YZ-043H3

●構成品
タオル・ハサミ・蘇生用マウスピース・剃刀・グローブ

キティちゃんオレンジポーチ [Y179]

ポスター

「私たちの行動で救える命があります」
AEDを使用した救命処置の手順を紹介。

DVD

「AEDの使い方と心肺蘇生」
JRC蘇生ガイドライン2015に対応した救命の手順が学べます。

AEDサインボード [Y260A]

●寸法・質量
幅210×高さ296×厚さ2mm: A4サイズ
※両面同デザイン
※取付け金具が別途必要



AED設置シール

A4片面 [Y267A]
A5両面 [Y267B]



AED設置先記入シール

A4片面 [Y267C]

トレーニングユニット TRN-3100

より実践的な講習を可能に。
●寸法・質量
幅206×高さ100×奥行252mm
約1300g



AEDスタンド型 収納ケース YZ-038H9

ドア内には、救急用品、毛布等を保管するスペースを確保しています。
●寸法・質量
幅500×高さ1700×奥行500mm
約54kg (AED含まず)
※単4乾電池2本使用

AED壁掛け型 収納ケース ホワイト YZ-041H6 オレンジ YZ-041H7

●寸法・質量
幅390×高さ400×奥行174mm
約7.3kg (AED含まず)
※単4乾電池2本使用
※取付け穴位置: 幅320×高さ255mm
※取付け金具が別途必要

AEDミニスタンド型収納ケース YZ-040H2

●寸法・質量
幅530×高さ1225×奥行242mm
約23kg (AED含まず)
※床面固定 (アンカーボルトが別途必要)
※単4乾電池2本使用
●オプション
AEDミニスタンド用壁付金具
YZ-041H4

ドアを開けるとブザーが鳴り、
ドアを閉めるとブザーが鳴り止みます

