

オプション

目次

プリンタ	P83~P83	AD-8129TH サーマルプリンタ	AD-8126ミニプリンタ	AD-8128Bラベルプリンタ
接続ケーブル	P84	AX-USBケーブル	RS-232Cケーブル	AD-8526イーサネット
データ管理・保存 (Bluetooth通信)	P85	AD-8541-SCALE-JA	AD-8541PC ドングル	
データ管理・保存	P86~P87	計量結果をPCに取込む	データ処理ソフトWinCT	
	P88	AD-1688	AD-8527	
	P89	AD-1687		
棚卸・出荷管理	P89	AD-1612コンパレータライト	AD-8951コンパレータライト	
便利なオスメオプション	P90	AX-SW137 / 138 / 128フットスイッチ		AD-1682充電バッテリー
生産ライン / 外部表示	P91	自動生産ライン使用時の注意点		
	P92	AD-8922A外部コントローラ	AD-8920A外部表示器	AD-8931外部表示器
	P93	AD-8923計量ラインコントローラ	AD-8551R Modbusコンバータ	AD-8552EIP EtherNet/IP コンバータ
高精度確保に推奨 (分析天びん用)	P94	AD-1683Aイオナイザー	AD-1683イオナイザー	AD-1684A静電気測定
	P95	風防 (×4モデル)	AD-1641風速計	AD-1671除振台
消耗品	P96	プリンタ用紙	インクリボン	ACアダプタ

プリンタ比較表

モデル	サーマルプリンタ	ミニプリンタ	ラベルプリンタ	内蔵プリンタ付き台はかり
型名	AD-8129TH	AD-8126	AD-8128B	HW-CP / HV-CP
画像				
概要 位置づけ	主力モデル RS232C出力があるほとんどのA&Dの天びんはかりに接続可能。 テンキー、液晶パネル付き、コマンド送信可、フットスイッチも接続可と マルチな機能をもつ一番売れている定番モデル。	エントリーモデル 天びんはかりから送られたデータをそのまま印字するダンププリント。 ^{※1} (複数の情報を印字したい場合はAD-8129THを推奨)	ラベルシール専用モデル 天びんはかりから送られたデータをそのまま印字するダンププリント。 ^{※1} ・計量値のみを印字する場合：セットアップ不要 ・2行以上印字する場合：PCに接続して印刷レイアウトを変更 ^{※2}	内蔵プリンタタイプ 台はかりHW-CP、HV-CPシリーズ。 内蔵型なので場所をとらない。
方式	サーマル式	ドットインパクト式	サーマル式	
紙幅	57.5 mm	57.5 mm	40×60 mm タテ・ヨコ変更可能	57.5 mm
日付時刻印字	○	× (はかり側に機能ありなら可)	× (はかり側に機能ありなら可)	○
インターバル印字	○	× (はかり側に機能ありなら可)	×	×
統計演算	○	× (はかり側に機能ありなら可)	× (はかり側に機能ありなら可)	× (累計機能のみ)
ID印字	○	× (はかり側に機能ありなら可)	× (はかり側に機能ありなら可)	○
プリンタ側からのコマンド	印字	○	×	×
	ゼロ (風袋引き)	○	×	×
パスワードロック機能	○	×	×	×
インタフェース	RS-232C(D-Sub9P)	RS-232C(D-Sub25P)	RS-232C(D-Sub9P)	
用紙	普通紙	AX-PP147-S	AX-PP182-4060-S	AX-PP147-S
	無塵紙	AX-PP183-S	×	×
インクリボン	×	AX-IR-91B-S	×	×
フットスイッチの接続	可：AX-SW138	×	×	可 ^{※3}
付属ケーブル	1本付属：D-Sub9P用	1本付属：D-Sub9P用	別売	×
電源	ACアダプタ (付属) 別売バッテリー・ユニット AD-1682	ACアダプタ (付属)	ACアダプタ (付属)	内蔵 (別電源不要)
標準価格 (税抜)	¥70,000	¥48,000	¥150,000	各製品ページをご覧ください (P.41 / P.47 / P.66 / P.67)

※1 AD-8126：ダンププリントは計量器側から出力されたものを全て印字します (下記「メモ：ダンププリントとは」参照)。

※2 AD-8128B：2行以上に印字する場合は付属ソフトをインストールしたPCに接続してソフト上での変更が必要です。

※3 外部接点入力(HVW-04C-JA)、フットスイッチ (AX-SW137-REZERO)が必要です。台はかりの内部設定 (外部接点入力1) にて機能を選択してください。

※メモ ダンププリントとは

計量器から出力されたデータをそのまま印字します。

例) 計量器から、「ST,(計量値が安定)」 「US,(計量値が不安定)」といったヘッダーが付加され、「ST, +0012.500 g」のように+やゼロなど出力されたものを全て印字します。
印字する内容を選択したい場合は GX-Aなどの計量器側で設定が出来るモデルをお使い頂くか、マルチプリンタ AD-8129THを選定してください。