




T4K Trainer の基本的機能

医療機器認証番号 220AKBZX00107000



- ① トゥースチャンネル…前歯を整列させます。
- ② タンタグ……………舌を積極的に訓練します。
- ③ タンガード……………舌突出しを止めます。
- ④ リップバンパー……………頤筋の活性を抑えます。
- ⑤ 切端咬合……………機能性装置と同じです。
- ⑥ 翼状ベース……………TM関節を脱力させます。

Trainerの適応症例および習癖

- ・口呼吸 Mouth breathing
- ・指しゃぶり Thumb sucking
- ・逆嚥下 Reverse swallow
- ・舌の突出し Tongue thrusting
- ・叢生 Crowding
- ・オーバージェット Over jet
- ・ディープバイト Deep bite
- ・オープンバイト Open bite
- ・交差咬合 Cross bite

※使用時間は毎日、日中1時間と就寝時です。

Trainer Myobrace 年齢チャート は、多く使用されるアプライアンスです。※あくまでも使用の目安となります。

対象症例/年齢	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 ~
クラスⅡ級用												
クラスⅢ級用												
その他												  矯正装置併用