



Myobrace® for Kids



- ①Dynamicicore™ with Frankel Cage :
顎の発達を促します。
- ②タンタグ、ガード、エレベーター :
舌の正しい位置を訓練します。
- ③リップバンパー :
口唇の筋肉が強く動き過ぎるのを防ぎます。


mixed
Dentition

Myobrace® for Kidsは、混合歯列期に使用する3段階の装置システムです。慢性的な口呼吸の場合は、この3段階のシステムを始める前に(特に就寝中に)K0を使用します。このシリーズは、十分な頭蓋顔面の成長が残っており、かつ、コンプライアンスを最大限に発揮できるといふ、両者の理想的なバランスがとれた年齢を対象とするため、Myobrace®治療で最もよく使用されます。



Myobrace® K0

K0は、口呼吸の子どもが特に就寝中に、機能的な気道を確立し、舌を強化することに焦点を当てています。その特徴の一つが、前歯を閉じると塞がる呼吸孔です。最初は、口呼吸もできるように口腔気道を開き、徐々に鼻呼吸への移行を促します。アクティブタンタグは、舌の筋力を強化し、呼吸機能をさらに高めます。



K0(シリコン)

Medium



Blue

K0-M-B



Clear

K0-M-C



Myobrace® K1

K1は、鼻呼吸の確立と治療初期における筋機能習癖の是正に重点を置いています。ソフトで柔軟性があり、どんなアーチフォームや不正咬合にも適応し、最高のコンプライアンスを実現します。継続的な鼻呼吸を確立するための小さな呼吸孔と、正しい習慣を促進するための筋機能の特徴を備えています。



歯ざりり用



K1(シリコン)



Blue



Pink



Clear

Small

K1-S-B

K1-S-P

K1-S-C

Medium

K1-M-B

K1-M-P

K1-M-C

Large

K1-L-B

K1-L-P

K1-L-C

K1H(硬質シリコン)

Clear

Medium

K1H-M-C



Myobrace® K2

K2は歯列の発育と習癖改善の継続に重点を置いています。鼻呼吸を継続的に維持するための小さな呼吸孔と、正しい習慣を促す筋機能特性を備えています。画期的なDynamicicore™を組込んでおり、歯列の発育と習癖改善をさらに向上させます。



K2(インコア)

シリコン+フランケルケージ



Blue



Pink



Clear

Small

K2-S-B

K2-S-P

K2-S-C

Medium

K2-M-B

K2-M-P


K2-M-C

Large

K2-L-B

K2-L-P

K2-L-C



Myobrace® K3

K3は、アーチフォーム、呼吸や筋機能の改善を維持しながら、歯の最終的な配列に焦点を当てています。シリーズの中で最も硬い装置で、アーチフォームと習癖改善効果を最適に維持できるよう設計されています。



K3

(硬質ポリウレタン)



Blue



Pink



Clear

Small

K3-S-B

K3-S-P

K3-S-C

Medium

K3-M-B

K3-M-P

K3-M-C

Large

K3-L-B