

Infant Trainer



乳歯列期向け

Infant Trainer は子供に正しく噛むことと鼻を通して呼吸すること、さらに正しい舌の位置を訓練します。使用時間は毎日 10～20 分を数回程度です。長時間の使用も問題ありません。ハードタイプはソフトタイプを破損させてしまう患者さんに使用します。落下防止用のストラップ付きです。

ソフト (シリコン)

ブルー T4INF-BS	ピンク T4INF-PS
--------------	--------------

ハード (TPE樹脂)

ブルー T4INF-BH	ピンク T4INF-PH
--------------	--------------

T4K Trainer



混合歯列期向け

T4K(ソフト) は柔軟性に優れ、導入として最も使い易いタイプです。特に混合歯列期初期において比較的アーチの小さいケースでも使用可能です。歯ぎしりがあるケースには不向きです。約 6～8 ヶ月使用した後にハードもしくは他の装置に移行します。前歯部は切端咬合で保持されます。

ソフト (シリコン)

ブルー T4K-B	グリーン T4K-G	クリア T4K-C
-----------	------------	-----------

ハード (ポリウレタン)

ピンク T4K-P	レッド T4K-R	クリア T4K-CH
-----------	-----------	------------

NEW T4K Trainer



混合歯列期向け

NEW T4K は T4K(ソフト)を改良したタイプで、全体的に厚みがあり耐久性に優れています。全体が厚い分歯列の入るゆとりが少ないため、重度の叢生やオーバージェットには不向きです。前歯部はクラス I 咬合になっています。

ソフト (シリコン)

ブルー T4KN-B	グリーン T4KN-G
ピンク T4KN-P	クリア T4KN-C

T4K BROAD



混合歯列期向け

T4K BROAD はよりアジア人向けに作られた Trainer です。混合歯列期においてアーチの大きいケースやアーチ拡大後の保定としても使用可能です。他の装置に比べて全体的なアーチフォームが大きく異なります。前歯部はクラス I 咬合になっています。

ソフト (シリコン)

ブルー T4K-BL-B	クリア T4K-BL-C
--------------	--------------