


## Myobrace® for Kids Broad



- ①Dynamiccore™ with Frankel Cage :  
特にアーチの拡大に適しています。
- ②タンタグ、ガード、エレベーター :  
舌の正しい位置を訓練します。
- ③リップバンパー :  
口唇の筋肉が強く動き過ぎるのを防ぎます。
- ④特許を持つBroad design :  
特に幅広いアーチに適しています。



# mixed Dentition



Myobrace® for Kids Broadシリーズは、遺伝的に歯列の幅径が広い患者さんの混合歯列期に使用する3段階の装置システムです。これらの患者さんは、アーチフォームや舌の形態が異なるため、Myobrace® for Kids Broadシリーズを使用して、正しい呼吸や筋機能の習慣を再教育しながら、正しいアーチフォームを促すことが重要です。

### Myobrace® K1 Broad

K1 Broadは、遺伝的に歯列の幅径が広い患者さんの鼻呼吸の確立と筋機能習癖改善に焦点を当てています。ソフトで柔軟性に富み、最高のコンプライアンスを実現するとともに、あらゆるアーチフォームや不正咬合に適応します。継続的な鼻呼吸を確立するための小さな呼吸孔と、正しい習慣を促す筋機能特性を備えています。



K1BROAD  
(シリコン)

Clear

Medium

**K1B-M-C**



K2BROAD  
(インコア)  
シリコン+フランケルケージ


Clear

Medium

**K2B-M-C**

### Myobrace® K2 Broad

K2は歯列の発育と習癖改善の継続に重点を置いています。鼻呼吸を継続的に維持するための小さな呼吸孔と、正しい習慣を促す筋機能特性を備えています。画期的なDynamiccore™を組込んでおり、歯列の発育と習癖改善をさらに向上させます。



K3BROAD  
(中硬度ポリウレタン)

Clear

Medium

**K3B-M-C**

### Myobrace® K3 Broad

K3は、アーチフォーム、呼吸や筋機能の改善を維持しながら、歯の最終的な配列に焦点を当てています。シリーズの中で最も硬い装置で、アーチフォームと習癖改善効果を最適に維持できるように設計されています。