

Myobrace® for Adults



- ①理想的なアーチフォーム：
正しく自然なアーチの発達を促します。
- ②トゥースチャンネル：
前歯を並べます。
- ③タンタグ：
舌の正しい位置を訓練します。
- ④リップバンパー：
下唇の筋肉の過活動を抑制します。

Myobrace® for Adultsは、永久歯列期に使用する3段階の装置システムです。呼吸機能障害や筋機能障害の改善に非常に有効ですが、歯並びの改善効果を得るには、ほとんどの場合、歯列拡大法の追加や、時には矯正装置やクリアアライナーの併用が必要となります。

Myobrace® A1

A1は、鼻呼吸の確立と筋機能習癖改善に焦点を当てています。ソフトで柔軟性があるため、最高のコンプライアンスを実現し、あらゆるアーチフォームや不正咬合に適応します。継続的な鼻呼吸を確立するために小さな呼吸孔があり、正しい習慣を促進するための筋機能特性を備えています。

A¹



A1(シリコン)

	Clear
Medium	A1-M-C
Large	A1-L-C

Myobrace® A2

A2は歯列の改善と習癖改善の継続に重点を置いています。継続的な鼻呼吸を維持するための小さな呼吸孔と、正しい習慣を促すための筋機能特性を備えています。硬めのポリウレタン素材が前歯に力をかけて配列を改善します。

A²




A2(中硬度ポリウレタン)

	Clear
Medium	A2-M-C
Large	A2-L-C

Myobrace® A3

A3は、アーチフォーム、呼吸や筋機能の習癖改善を維持しながら、歯の最終配列に焦点を当てています。シリーズの中で最も硬い装置で、アーチフォームと習癖の改善を最もよく維持できるように設計されています。A3は残存する軽度の不正咬合の最終是正に使用することができます。

A³



A3(硬質ポリウレタン)

	Clear
Medium	A3-M-C
Large	A3-L-C