


## Myobrace for Junior

- ① 柔らかい材質：  
導入として最も使い易いタイプです。
- ② エアースプリング：  
顔貌の発達および顎の筋肉に刺激を与えます。
- ③ タンタグ、ガード、エレベータ：  
舌の正しい位置の訓練と指しゃぶりを防ぎます。
- ④ リップバンパー：  
口唇の筋肉が強く動き過ぎるのを防ぎます。




### Primary Dentition

Myobrace for Juniors™ は上下顎の発達の問題を治療しながら口腔習癖を改善するための3段階のシステムです。Myobrace for Juniors™ は3歳ごろから使用することがより効果的です。

### designed for :

- 顎の筋肉を鍛えます。
- 正しい噛み方を促します。
- 鼻呼吸を訓練します。
- 舌の位置を改善します。
- おしゃぶりの代用ができます。
- アーチを発達させます。

J1




Myobrace \* J1

J1は習癖を改善します。ある程度のアーチフォームや不正咬合に適應できるように、J1は柔軟なシリコンでできています。乳歯列期の子供たちの筋機能を改善するためにエアースプリングがついています。J1はピンクとブルー、それぞれ2つのサイズがあります。

J1 (シリコン)

	ブルー	ピンク
Medium	J1-M-B	J1-M-P
Large	J1-L-B	J1-L-P

J2




Myobrace \* J2

J2は習癖の改善とともにアーチの発達を促します。J2は顎の発達を助けるため、中程度の硬さでできています。J2は、ピンクとブルー、それぞれ2つのサイズがあります。

J2 (中硬度ポリウレタン)

	ブルー	ピンク
Medium	J2-M-B	J2-M-P
Large	J2-L-B	J2-L-P

J3



Myobrace \* J3

J3は顎の発達と咬合を改善します。J3の硬いポリウレタン構造が正しい歯列をもたらし、そして大きなタンタグは舌の位置を記憶させます。J3は、ピンクとブルー、それぞれ2つのサイズがあります。

J3 (硬質ポリウレタン)

	ブルー	ピンク
Medium	J3-M-B	J3-M-P
Large	J3-L-B	J3-L-P