


Myobrace® for Interceptive class III



- ①Dynamicore™ with Frankel Cage :
上顎アーチを発達させ、舌のスペースを作ります。
- ②小さい通気孔 :
口呼吸を防ぎます。(クラスIIIの患者様の主な問題)
- ③タンタグ、ガード、エレベーター :
舌の正しい位置を訓練します。これにより、下顎の過成長を抑制することができます。

Myobrace® for Interceptive Class IIIは、混合歯列期におけるIII級不正咬合に使用する3段階の装置システムです。これらの症例の多くは上顎劣成長であるため、この治療システムは、上顎歯列の発育を促すと同時に、より良い治療結果と安定性を得るために、呼吸や筋機能習癖の改善に重点を置いています。
BWSやMyolay™の歯列拡大法とよく併用されます。

i-3^N

Myobrace® i-3N

i-3Nは、混合歯列期のIII級症例における、鼻呼吸の確立と治療初期の筋機能の是正に焦点を当てています。i-3Nはソフトで柔軟性があり、どのようなアーチフォームや不正咬合にも適応し、最高のコンプライアンスを実現します。継続的な鼻呼吸を確立するための小さな呼吸孔と、正しい習慣を促すための筋機能特性を備えています。



i-3N(シリコン)



	Clear	Yellow
Small	i-3N-S-C	i-3N-S-Y
Medium	i-3N-M-C	i-3N-M-Y
Large	i-3N-L-C	i-3N-L-Y

i-3[®]

Myobrace® i-3[®]

i-3[®]は、混合歯列期のIII級症例における、歯列の発育と習癖改善の継続に焦点を当てています。継続的な鼻呼吸を維持するための小さな呼吸孔と、正しい習慣を促進するための筋機能特性を備えています。画期的なDynamicore™を採用し、歯列の発育と習癖の改善をさらに向上させます。



i-3 (インコア)
シリコン+フランケルケージ




	Clear	Yellow
Small	i-3-S-C	i-3-S-Y
Medium	i-3-M-C	i-3-M-Y
Large	i-3-L-C	i-3-L-Y

i-3^H

Myobrace® i-3H

i-3Hでは、混合歯列期のIII級症例を対象に、アーチフォーム、呼吸や筋機能習癖の改善を維持しながら、歯の最終配列に焦点を当てています。シリーズの中でも最も硬い装置で、アーチフォームと正しい習慣を最もよく維持できるように設計されています。



i-3H
(中硬度ポリウレタン)

	Clear
Medium	i-3H-M