


Myobrace for Kids



- ①Dynamicore™ with Frankel Cage :
顎の発達を促します。
- ②タンタグ、ガード、エレベータ :
舌の正しい位置を訓練します。
- ③リップバンパー :
口唇の筋肉が強く動き過ぎるのを防ぎます。

※図はK2 (インコア)

Mixed Dentition


Myobrace for Kids™は上下顎の発達の問題を治療しながら口腔習癖の改善をする3段階のシステムです。

Myobrace for Kids™は永久歯の生えてくる頃に最も効果的です。

designed for:

- ・クラスII級 1類、2類 不正咬合
- ・上下顎前歯部叢生
- ・過蓋咬合
- ・開咬

K¹




Myobrace * K1

K1は習癖を改善します。ある程度のアーチフォームや不正咬合にも適応できるように、K1は柔らかいシリコンでできています。その柔軟な材質により、寝ている間も外れにくくなっています。K1はピンクとブルー、クリアそれぞれ3つのサイズがあります。

K1 (ノーコア：シリコン)

	ブルー	ピンク	クリア
Small	K1-S-B	K1-S-P	K1-S-C
Medium	K1-M-B	K1-M-P	K1-M-C
Large	K1-L-B	K1-L-P	K1-L-C

K²



Myobrace * K2

K2は習癖の改善とともにアーチの発達を促します。K2はアーチを発達させ歯列を改善するのを手助けするDynamicore™ with Frankel Cageを特徴とします。

K2はピンクとブルー、クリアそれぞれ3つのサイズがあります。

K2 (インコア：シリコン+フランケルケージ)

	ブルー	ピンク	クリア
Small	K2-S-B	K2-S-P	K2-S-C
Medium	K2-M-B	K2-M-P	K2-M-C
Large	K2-L-B	K2-L-P	K2-L-C

K³



Myobrace * K3

K3は最終的な配列とその保定のために使用します。

K3の硬いポリウレタン構造が優れた歯の整列とその保持します。穴の開いたタンタグは、舌の位置を記憶させます。

K3はピンクとブルー、クリアMサイズのみになります。

K3 (硬質ポリウレタン)

	ブルー	ピンク	クリア
Medium	K3-M-B	K3-M-P	K3-M-C