

Infant Trainer™



乳歯列期向け

Infant Trainer™は、正しく噛むことと鼻で呼吸すること、また正しい舌の位置を訓練します。使用時間は毎日10～20分を数回程度です。長時間の使用も可能です。ハードタイプは、ソフトタイプを破損させてしまう患者様に使用します。落下防止用のストラップ付きです。

ソフト(シリコン)

Blue	Pink
<b>T4INF-BS</b>	<b>T4INF-PS</b>

ハード(ハードシリコン)

Blue	Pink	Clear
<b>T4INF-BH</b>	<b>T4INF-PH</b>	<b>T4INF-CH</b>

T4K®



混合歯列期向け

T4K®(ソフト)は柔軟性に優れ、Trainer各種の中では最も使い易いタイプです。特に混合歯列期初期において比較的アーチの小さいケースでも使用可能です。歯ぎしりのあるケースには不向きです。前歯部は切端咬合です。

ソフト(シリコン)

Blue	Green	Clear
<b>T4K-B</b>	<b>T4K-G</b>	<b>T4K-C</b>

ハード(ポリウレタン)

Pink	Red	Clear
<b>T4K-P</b>	<b>T4K-R</b>	<b>T4K-CH</b>

NEW T4K®




混合歯列期向け

NEW T4K®はT4K®(ソフト)を改良したタイプで、全体的に厚みがあり耐久性に優れています。全体が厚い分、歯列の入るゆとりが少ないため、重度の叢生やオーバージェットには不向きです。前歯部は1mmのオフセットです。

ソフト(シリコン)

Blue	Pink	Clear
<b>T4KN-B</b>	<b>T4KN-P</b>	<b>T4KN-C</b>

T4K BROAD



混合歯列期向け

T4K BROADは、アジア人向けに作られた幅広タイプのTrainerです。混合歯列期において幅広のアーチやアーチ拡大後の保定としても使用可能です。他の装置に比べて、全体的なアーチフォームが大きく異なります。前歯部は1mmのオフセットです。

ソフト(シリコン)

Blue	Clear
<b>T4K-BL-B</b>	<b>T4K-BL-C</b>