

T4A®

T4A



永久歯列期向け

T4A®は、永久歯列期に使用するために遠心部が第2大臼歯までカバーし、萌出する犬歯を揃えるために犬歯部がやや高くなっています。Phase I (ソフトタイプ)、Phase II (ハードタイプ)は共にポリウレタン製となっています。矯正後のリテーナーとしても使用可能です。

Phase I (中硬度ポリウレタン)		
	Clear	Blue
Medium	<b>T4A-IC</b>	<b>T4A-IB</b>

  

Phase II (硬度ポリウレタン)		
	Clear	Red
Medium	<b>T4A-II C</b>	<b>T4A-II R</b>

T4B

#T4B#



矯正装置併用向け

T4Bは、歯列矯正治療と同時に筋機能習癖や顎関節障害を改善します。固定式装置から軟組織を保護し、安定性を維持しつつ、矯正治療を促進します。固定式装置をカバーするブラケットチャンネルを上下顎に備えており、ベース部は第2大臼歯までカバーします。

シリコン	
	Clear
	<b>T4B-C</b>

T4B2

#T4B2#



矯正装置併用向け

T4B2は、硬めの造りと高い側面により、上顎の発育を必要とする症例に最適です。矯正治療中はもちろん、治療前にも使用が可能です。ブラケットチャンネルと前歯部の十分な高さによって矯正装置が収められ、保定に効果的です。ベース部は第2大臼歯までカバーします。

シリコン		
	Clear	Blue
	<b>T4B2-C</b>	<b>T4B2-B</b>

The TMJ Appliance®

TMJ™



永久歯列期向け

The TMJ Appliance®は、顎関節障害に対処する装置です。筋機能習癖の改善や歯ぎしりを抑えます。The TMJ Appliance®は夜間に使用する軟質シリコンタイプの装置です。TMD Applianceは日中使用する熱可塑性樹脂素材の装置ですので、カスタマイズが可能です。

夜間用 シリコン	日中用 熱可塑性樹脂
The TMJ Appliance® <b>MYO-TMJ</b>	TMD Appliance <b>MYO-TMD</b>