



Myobrace for Teens

- ①Dynamicore™：
アーチの発達を促します。
- ②タンタグ、ガード、エレベータ：
舌の正しい位置を訓練します。
- ③トウースロット：
永久歯を誘導します。
- ④リップバンパー：
口唇を鍛えます。

Mixed~Permanent Dentition

Myobrace for Teens ™ は上下顎の発達の問題を治療しながら口腔習癖を改善するための4段階のシステムです。

Myobrace for Teens™ は永久歯に生え変わる期間に歯を自然な位置に誘導するのに適しています。



Myobrace® T1
T1は習癖の改善と初期の歯列改善をします。ある程度のアーチフォームと歯並びに適応するために、T1は柔らかい材質でできています。柔らかい材質により、治療初期において使い易くなっています。T1には2つのサイズがあります。

T1 (ノーコア：シリコン)		
Medium	クリア	T1-M-C
Large	クリア	T1-L-C



Myobrace® T2
T2はアーチの発達と習癖の改善を促します。T2は歯が萌出するのにより多くのスペースを得るためのDynamicore™：Frankel Cageを特徴とします。T2には2つのサイズがあります。

T2 (インコア：シリコン+フランケルケージ)		
Medium	クリア	T2-M-C
Large	クリア	T2-L-C



Myobrace® T3N、T3
T3は更なるアーチの発達と習癖の改善に加えて個々の歯を並べます。T3は歯の萌出に対してより多くのスペースを与えるためのDynamicore™を特徴とします。トウースロットは、前歯を並べます。T3には7つのサイズがあります。

T3 (インコア：シリコン+フランケルケージ)		
Size1~7		T3-1~T3-7



Myobrace® T4
T4は最終的な歯列と顎の調整をします。T4の硬いポリウレタン構造が優れた保持をもたらします。タンタグは、舌の正しい位置を記憶させます。T4には2つのサイズがあります。

T4 (中硬度ポリウレタン)		
Medium	ブルー	T4-M
Large	ブルー	T4-L