




Myobrace Size Sheet

Trainer Are Pictured Full Size

Myobrace for Adults



Myobrace for Braces



歯列の発育—AGES 8 to 15+ (混合歯列期 永久歯列期) BWS™ :

The Farrell Bent Wire System™[BWS™] は MRC の装置 (Trainer または Myobrace® システム) と併用することにより歯列の発育を促す装置です。特に前歯部の歯列拡大に効果的です。混合歯列期後期には顎の成長がほぼ終了します。正しい舌位と歯の配列のためのスペースを十分に獲得するにはさらに拡大が必要です。これは Myobrace® T2 でも達成できますが、T1 BWS と BWS™を併用した方が早く効果的にこの結果を達成できます。



上顎BWS

模型に装着した
BWS

模型に装着した
T1 BWS &
BWS™



Trainer/Myobrace併用装置 BWS : Farrell Bent Wire System

BWS は MRC 装置と組み合わせて使うアーチの前方拡大を目的とした装置です。舌のスペースを得るためにこの治療において必須のものです。

212-2070 BWS用 0.7mm SSワイヤー

BWS-TUBE BWS用チューブ (10pcs/pk)

DBWSTUBE ダイレクトボンディング用BWS用チューブ
(10pcs/pk)