

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003/特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

ベッド・
ベッド
付属品

サイドレール 75cm PA505-75

プラッツ

ミオレットフォーユー レギュラーショート兼用
ラフィオ
ロングにはスペーサーが必要です

ロングタイプ対応スペーサー
※取付時:全幅 82

サイドレール 96cm PA505-96

プラッツ

ミオレットフォーユー レギュラーショート兼用
ラフィオ
ロングにはスペーサーが必要です

ロングタイプ対応スペーサー
※取付時:全幅 103

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

商品名	商品番号	商品コード
PA505-75 1本	19-5785-1	00631-000319
サイズ:全幅75×ボトム面からの高さ42.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	(3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
ロングタイプ対応スペーサー付1本	19-6254-1	00631-000517
サイズ:全幅82×ボトム面からの高さ43cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	(3割)	円 円

商品名	商品番号	商品コード
PA505-96 1本	19-5804-1	00631-000320
サイズ:全幅96×ボトム面からの高さ42.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	(3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
ロングタイプ対応スペーサー付1本	19-6253-1	00631-000516
サイズ:全幅103×ボトム面からの高さ43cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	(3割)	円 円

手すり

サイドレール 44cm PA505-44

プラッツ

ミオレットフォーユー レギュラーショート兼用
ラフィオ
ロングにはスペーサーが必要です

ロングタイプ対応スペーサー
※取付時:サイドレール部幅66

ラフィオ専用キャスター

ラフィオ

プラッツ

低床用キャスター 超低床用キャスター

※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。
※超低床用キャスター仕様では、ベッドテーブルは使用しないでください。

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

商品名	商品番号	商品コード
PA505-44 1本	19-5806-1	00631-000318
サイズ:サイドレール部幅44×ボトム面からの高さ42.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	(3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
ロングタイプ対応スペーサー付1本	19-6255-1	00631-000518
サイズ:サイドレール部幅66×ボトム面からの高さ43cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	(3割)	円 円

商品名	商品番号	商品コード
低床用キャスター	19-6057-1	00631-000462
装着時の床面高:23cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	(3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
超低床用キャスター	19-6055-1	00631-000461
装着時の床面高:15.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	(3割)	円 円

スロープ

移動用
リフト・
つり具

パッド付レバーロック式ベッド用グリップ ニーパロ

プラッツ

ロングタイプ対応スペーサー
※取付時:全幅 124

ベッドへの簡単取り付け
サイドレールホルダーにベッド用グリップの固定脚部をさしこみ、2つの固定レバーをまわすとベッドへ固定できます。工具などを使わず簡単に取付することができます。

フリー状態 固定状態

介護保険
購入
対象品

販売品

商品名	商品番号	商品コード
ニーパロ	19-6249-1	00631-000536
サイズ:全幅117×ボトム面からの高さ42.8cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	(3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
ロングタイプ対応スペーサー付	19-6251-1	00631-000534
サイズ:全幅124×ボトム面からの高さ42.8cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	(3割)	円 円

※アーム開閉角度:±135°(22.5°刻み)

簡単操作のレバーロック式
思わぬ事故を防止するため、ロック解除時にはセーフティ ロックの操作が必要です。
スイングアームは22.5度毎に固定できます。

情報

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。