

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005

ベッド・
ベッド
付属品

使用者の介護環境も考えてマットレスを選びましょう

床ずれ防止用具は床ずれができてから使うだけでなく、床ずれができる前から「床ずれを防止」するために使う用具です。使用者の状態や床ずれになりやすさを把握し、マットレスを選びましょう。

合計点数	介護力あり	介護力なし	静止型	ハイブリッド型	圧切替型	＜リスク＞	＜種類＞
0点	布団、ベッドマットレス	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)	体圧分散性能と、安索性や安定性のバランスに優れています。			予防～軽度	圧切替型 静止型 ハイブリッド
1～3点		体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレスなど		ウレタンフォームとエアを組み合わせたマットレスです。		軽度～中度	
4～6点	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上)				中度～リスク保有者	
7～10点	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレス ハイブリッド型など	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) コンピューター制御エアマットレス、 ハイブリッド型など			エアを自動的に出し入れし、圧がかかる場所を移動させるマットレスです。	軽度～リスク保有者	

床ずれ防止用具


体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

床ずれ対応マットレス一覧表



歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

よりよい介護のために

身体機能を維持・向上させたり、床ずれを防止するために、次のようなポイントで観察をして、必要なケアを実践しましょう。

観察ポイント例

動作

- 背上げの頻度
- 床上移動の仕方
- 起き上がりの仕方
- 移乗の仕方
- かかとのずれ力

必要なケア

- 質の高い動作介助
- 用具の利用

観察ポイント例

身体状況・体位

- こらしゆく 関節拘縮のレベル
- えんばい 円背のレベル
- 麻痺の箇所
- 側臥位の頻度
- 好意体位の有無

必要なケア

- 質の高い動作介助
- ポジショニング

※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。

介護保険
購入
対象品

販売品

情報