

# スロープ

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

## スロープの走行における注意点


降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖



## スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。  
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

歩行器	段差の高さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
	スロープの長さ												
	65cm												
車椅子・ 車椅子 付属品	70cm												
	85cm												
	87.5cm												
スロープ	100cm												
	120cm												
	125cm												
移動用 リフト・ つり具	135cm												
	150cm												
	165cm												
介護保険 購入 対象品	175cm												
	200cm												
	205cm												
	240cm												
販売品	245cm												
	255cm												
	285cm												

押してくれる人が  
限界の角度



傾斜角度 10~15°未満

自分で進む

誰かが押してくれる

でも5°は  
ぎつい~!



傾斜角度 5°未満



傾斜角度 10°未満

情報

