



移動用リフト・つり具

移動用リフトの選び方

移動用リフトは使用場所と使用目的の確認をしましょう。

また使い場所により座位保持が可能かどうかという身体機能でリフトの使い分けをすることがあります。

座位バランスはいいが立ち上がりが困難なのか、座位保持が困難なのかをまず確認するようにしましょう。

<設置場所>

屋外 屋内 浴室

移動用リフトの種類と特長

自立



全介助

屋外で

外から中へ。中から外へ。段差がある場所でも車椅子に乗ったまま安全に移動できます。

車椅子に乗ったままでの移動に



UD-320CS



UD-320CL

居室で

床や椅子からの立ち座りや移乗の動作をサポートします。

ベッドから車椅子やポータブルトイレへの移乗など、居室や寝室での利用に。

床や椅子からの立ち座りに



エコライト

ベッドからの離床や室内での移動に



Hug L1-01



マイティライトⅢ



つるべBセット

浴室で

滑りやすく事故の危険性が高い浴室や浴槽への出入りを、より安全にスムーズに。

浴槽への出入りに



バスリフト

浴室での移動や浴槽への出入りに



つるべF2Rセット

つり具の種類と特長

介護保険対象購入品

リフトの種類により専用のつり具が必要です。移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するとき身体を包み込んで持ち上げる部分です。身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。



ハーフサイズシート

からだ比較的安定して座位がとれる方に。



フルサイズシート

座位が安定していない方に。からだ全体をしっかり包みます。



ベルト型シート

装着が簡単。取扱いやすいタイプです。



トイレ用シート

臀部が大きく開いています。下着の着脱に便利です。

※ご利用になるリフトの種類によって対応するつり具が異なります。各移動用リフトごとに適したつり具をお選びください。つり具の選択についてはグリーンケア取扱店にご相談ください。

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報