

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm


サービスコード/移動用リフト 介護給付:171012 予防給付:671012

ベッド・  
ベッド  
付属品


## バスリフト EWB101RR

TOTO

使用条件:端座位可



座面昇降差/68cm



乗越えキット

トランスファーボード  
EWB200R 接続キット付

浴室

介護保険対象購入品

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 商品番号               | 41-6897-1 |
| 耐荷重                | 100kg     |
| メーカー希望<br>小売価格(税込) | 37,510円   |

浴槽にアームレストが付いている場合はこちらをご利用ください。

電動でシートが上下し、浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード        |
|--|-----------|--------------|
| EWB101RR   | 22-0701-1 | 00187-000111 |
| ご利用可能体重:35~100kg 充電時間:50分(1回の充電で約10往復) バッテリー:DC12V 重さ:20kg |           |              |
| ご利用者<br>負担額 (1割)   | (2割)<br>円 | 円            |
|  | (3割)<br>円 | 円            |
|  |           | 円            |
|  |           | 円            |

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|---|-----------|--------------|
| EWB101RR アームレスト乗越えキット付                                      | 22-0702-1 | 00187-000223 |
| ご利用可能体重:35~100kg 充電時間:50分(1回の充電で約10往復) バッテリー:DC12V 重さ20.8kg |           |              |
| ご利用者<br>負担額 (1割)  | (2割)<br>円 | 円            |
|   | (3割)<br>円 | 円            |
|   |           | 円            |
|   |           | 円            |

## 車椅子用電動昇降機 UD-320CS


いうら



直進進入

屋外

ロールカーテンや停電時の非常降下スイッチ、いたずら防止のキースイッチなど安全面には細心の注意を払っています。平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法  
次の各部の寸法をご確認ください。

- ①地面から出入り口までの高さ:65cm以下
- ②出入り口の開口寸法:72cm以上
- ③壁から出入り口までの寸法:16cm以上
- ④敷地幅の寸法:149.5cm以上

設置面  
水平な場所に設置してください。  
土の上には直接設置しないでください。

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード        |
|--|-----------|--------------|
| UD-320CS                                     | 22-5867-1 | 00084-000093 |
| 全長(スロープを下げたとき):145.5cm 全幅:93cm               |           |              |
| 全高:111.5~172cm テーブル内寸:幅68×長さ114cm            |           |              |
| 昇降範囲:5.5~65cm スロープ:幅68.5×長さ27.5cm            |           |              |
| ブリッジ:幅68.5cm×長さ27.5cm 昇降時間:50Hz=52秒/60Hz=43秒 |           |              |
| 重さ:75kg 耐荷重:150kg スロープ角度:10度 使用電源:AC100V     |           |              |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                             | (2割)<br>円 | 円            |
|  | (3割)<br>円 | 円            |
|  |           | 円            |
|  |           | 円            |

## 車椅子用電動昇降機 UD-320CL


いうら



L字進入

屋外

建物の構造に合わせて、L字乗り込みができます。平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法  
次の各部の寸法をご確認ください。

- ①地面から出入り口までの高さ:65cm以下
- ②出入り口の開口寸法:72cm以上
- ③壁から出入り口までの寸法:16cm以上
- ④敷地幅の寸法:130cm以上

設置面  
水平な場所に設置してください。  
土の上には直接設置しないでください。

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード        |
|--|-----------|--------------|
| UD-320CL                                     | 22-5864-1 | 00084-000094 |
| 全長(ブリッジを立てたとき):126cm 全幅(スロープを下げたとき):129cm    |           |              |
| 全高:111.5~172cm テーブル内寸:幅73.5×長さ114cm          |           |              |
| 昇降範囲:5.5~65cm スロープ:幅99×長さ35cm                |           |              |
| ブリッジ:幅68.5cm×長さ27.5cm 昇降時間:50Hz=52秒/60Hz=43秒 |           |              |
| 重さ:79kg 耐荷重:150kg スロープ角度:6度 使用電源:AC100V      |           |              |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                             | (2割)<br>円 | 円            |
|  | (3割)<br>円 | 円            |
|  |           | 円            |
|  |           | 円            |

床ずれ  
防止用具体位  
変換器認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報