

フロート(ボール) ●
流量により、中の赤いボールが上下します。
設定はボールの中心でセットしてください。

アダプター
酸素アウトレット専用

**吸入用酸素出口
(カニューラ接続口)**

カニューラの脱着がとてもスムーズ。しかもピタッと包み込むように装着されますので酸素漏れがありません。



フローメーター

流量調整つまみ

安全弁

ボトル内の圧力が高くなると笛がなります。

バブル抑え 気泡の流出を防ぎます。



〈P-321形〉

※酸素の際は精製水をご使用ください。

酸素が見・え・る

酸素の流れがフロート(ボール)の上下ではっきりわかります。見ながら流量設定。簡単で安全な酸素流量計、セフティフロー。

特長

- シンプルな構造。部品が少なくメンテナンスが容易です。
- 見やすいフロート管。流量設定が容易です。
- 警笛付きの安全機構。チューブの折れ曲がりなどによるボトル内圧上昇を警笛でお知らせします。
- ディスポタイプ(使い捨て)の精製水の取付も簡単です。



P-326形



P-323形



P-324形
ネブライザー式

〈セフティ加湿器 2タイプ〉



標準タイプ

ワンタッチ式

アダプターナットの脱着により、濃縮器・リレータのどちらにも使用できます。

