



手すり

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

安寿 洋式トイレ用フレーム

アロン化成

トイレ 立ち座り 移乗 座位保持

S-はねあげR-2

木製ひじ掛け

サイズ : 幅 66 × 奥行 55cm
ひじ掛け高さ : 55 ~ 70cm
ひじ掛け長さ : 40cm



重さ
9.8
kg

プラスチック製 ひじ掛け

サイズ : 幅 66 × 奥行 55cm
ひじ掛け高さ : 55 ~ 70cm
ひじ掛け長さ : 40.5cm



重さ
9.8
kg

●ひじ掛けがはね上がるので移乗を安心して行えます。



従来商品よりひじ掛けが2.5cm長くなり、より使いやすくなりました。足もとがすっきりし、立ち上がり時に邪魔になりにくい本体フレームです。

商品名	商品番号	商品コード
S-はねあげR-2 木製ひじ掛けタイプ	27-6625-1	00221-000450
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円
商品名	商品番号	商品コード
S-はねあげR-2 プラスチック製ひじ掛けタイプ	27-6626-1	00221-000451
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円


S-はねあげR

トイレ 立ち座り 移乗 座位保持


ひじ掛けはね上げ式で移乗に便利。
ひじ掛けのはね上げ機能が不要な時は、ひじ掛けストッパーをかけるとより安心してお使いいただけます。

取り付け可能な温水洗浄便座付の便器

操作盤の長さが25cm以下の場合




操作盤の長さが25cm以上の場合



取り付け可能な洋式便器

Ⓐ 寸法が14cm以上、40cm以下の便器に取り付け可能。

Ⓐ は床から20cmの高さの便器の最大幅



商品名	商品番号	商品コード
S-はねあげR	27-6431-1	00221-000343
サイズ:幅64×奥行50cm	ひじ掛け高さ:55・58・61・64・67・70cm (6段階)	ひじ掛け長さ:35cm
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円