

高精度型体組成計 Body Planner™

型番 **DF870シリーズ**



- 病気のリスクがみえる
- トレーニングの効率化
- サルコペニア（筋力低下）がみえる
- 水分量がみえる
- 計測データを管理できる

専用アプリで計測履歴の管理、からだの状態の変化をチェックすることができます



Body Planner 高精度の理由

- ①Yamato独自の
腹囲(ウエスト)入力方式
- ②8電極全身測定方式
- ③部位別測定方式
- ④多周波測定方式



型番	DF870K	DF870N
計量部	検定品	検定外品
検定方式	電気抵抗線式ロードセル方式	
計量方式	200kg	
ひょう量(最大計量)	0~150kgまで/0.05kg単位 150~200kg/0.1kg単位	
目量(最少表示)	20kg	
体組成計部	8電極多周波BI法	
測定方式	20kHz/100kHz	
測定周波数	100.0~210.0cm(0.1cm単位)	
身長	30~150cm(1cm単位)	
腹囲(ウエスト)	5~99才(1才単位)	
年齢	男性/女性	
性別	10.0~50.0(0.1単位)	
BMI	4.0~50.0(0.1%単位)	
体脂肪率	4.0~70.0(0.1%単位)	
脂肪率	4.0~60.0(0.1%単位)	
右腕・左腕 右脚・左脚	5~300(5単位)	
内臓脂肪指数	2.00~100.00kg(0.05kg単位)	
筋肉量	0.30~7.50kg(0.05kg単位)	
右腕・左腕 右脚・左脚	0.40~25.00kg(0.05kg単位)	
筋肉率	20.0~50.0(0.1%単位)	
右腕・左腕 右脚・左脚	20.0~60.0(0.1%単位)	
基礎代謝量	20.0~70.0(0.1%単位)	
推定骨量	200~4800kcal(1kcal単位)	
水分量	0.70~13.50kg(0.05kg単位)	
SMI	7.00~140.00kg(0.05kg単位)	
体脂肪量	0.6~30.0(0.1単位)	
除脂肪量	0.50~100.00kg(0.05kg単位)	
肥満度	5.00~192.00kg(0.05kg単位)	
電源	0~99%(1%単位) ※対象年齢5~17才限定	
消費電力	AC100V(-10%~+15%)50/60Hz	
外部インターフェース	最大20W	
プリンタ方式	USB(付属)、Bluetooth®(別売り)	
外形寸法・自重	ラインサーマルドット印字方式(用紙寸法:幅58×φ45(MAX)mm、長さ約30m)	
梱包サイズ・自重	365(W)×702(D)×931(H)mm/約20kg	
標準価格	406(W)×985(D)×322(H)mm/24.7kg	
JANコード	4979916397220	4979916397237
主な付属品	400,000円(税込 440,000円)	
	印字用紙3巻	

[オプション] ●Bluetooth®無線通信ユニット 30,000円(税込 33,000円)

Yamato Body Planner DF870
2018年 8月29日 14時48分

<体格>
 体重 57.45kg
 風袋量(PT) 1.20kg
 標準体重 66.60kg
 標準との差 -9.15kg
 BMI 19.0 普通体重
 <脂肪>
 体脂肪量 6.95kg
 体脂肪率 12.1% 非肥満
 うで 右 13.0% 低い
 左 12.7% 低い
 あし 右 15.8% 標準
 左 14.6% 低い
 内臓脂肪指数 30 非肥満
 <骨格筋>
 骨格筋量 20.85kg
 うで 右 1.50kg
 左 1.70kg
 あし 右 5.25kg
 左 5.05kg
 <除脂肪量>
 除脂肪量 48.00kg
 四肢 20.55kg
 SMI 6.8
 <代謝・骨・水分>
 基礎代謝量 1437kcal やや高い
 基準値 1379kcal
 推定骨量 2.50kg
 水分量 36.95kg
 <インピーダンス 20kHz/100kHz>
 うで 右 360.4 / 323.7Ω
 左 356.1 / 316.0Ω
 あし 右 250.2 / 222.5Ω
 左 261.2 / 232.6Ω
 体幹 30.8 / 27.8Ω
 <個人情報>
 身長 174.0cm
 腹囲(ウエスト) 71cm
 年齢 25歳
 性別 男性

