

## Myobrace for Adults



- ①理想的なアーチフォーム：  
正しく自然なアーチの発達を促します。
- ②トゥースチャンネル：  
前歯を並べます。
- ③タンタグ：  
舌の正しい位置を訓練します。
- ④リップバンパー：  
下唇を訓練します。

### Permanent Dentition


Myobrace for Adults™は永久歯列期に適した3段階のシステムです。

Myobrace for Adults™は歯を整列するために軽い力を加えながら口腔習癖を改善するというMRCですすでに証明された特性を持っています。

### designed for :

- ・不正咬合の治療。
- ・軽度から中程度の上下の前歯の叢生。
- ・ブラケット治療後の前歯部後戻り防止。
- ・中程度のクラスII級 第1類、第2類。

## A<sup>1</sup>




### Myobrace® A1

A1は習癖の改善および初期の歯列の改善をします。ある程度のアーチフォームと歯並びに適応できるように、A1は柔軟な材質でできています。柔らかい材質により、初期治療において使い易くなっています。A1は2つのサイズがあります。

#### A1 (シリコン)

Medium	A1-M-C
Large	A1-L-C

## A<sup>2</sup>




### Myobrace® A2

A2は習癖と歯列の改善とともにアーチの発達を促します。A2は、中程度の硬さの材質でできているためアーチを発達させ、歯列に小さな力を加えます。A2は2つのサイズがあります。

#### A2 (中硬度ポリウレタン)

Medium	A2-M-C
Large	A2-L-C

## A<sup>3</sup>



### Myobrace® A3

A3は最終的な調整および保持をします。A3の硬いポリウレタン構造が優れた歯の整列と保持をもたらします。タンタグは、舌を正しい位置に置かせ、習癖の改善を促します。A3は2つのサイズがあります。

#### A3 (硬質ポリウレタン)

Medium	A3-M-C
Large	A3-L-C