

## 真珠洗浄・保管液



L021 ココロイドリキッド /1L

天然のココヤシ油が主成分の洗浄液で、環境を汚さず他に類を見ない「抜群の生分解度」です。

〈リン・クロム金属〉等の有害物質は含まれておりませんので安心してご利用ください。  
アルカリ性で真珠を優しく洗浄できます。

真珠の長期保管に使うと水被れを防ぎ真珠に与えるダメージを抑えることが出来ます。

- 浜揚げ真珠の洗浄 -

水1Lに対してココロイド10ccの混合液で研磨します。研磨後は水洗い・乾燥の処理をして下さい。

- 保存液としての使用 -

水1Lに対してココロイド2~3ccの混合液で保管します。保管後は水洗い・乾燥の処理をして下さい。

※原材料の製造工場が、地震で工場の設備が破損した為生産が出来なくなり廃盤となりました。

## 真珠研磨艶出液



L129 NPC (ニューパールクリーン) ¥4,550 /1L  
ロット価格 10L ¥41,000

南洋真珠・黒真珠・アコヤ真珠の艶出し及び被れ珠・塩被れ珠・曇り珠の処理にご利用下さい。

- 使用方法 -

本液を水で薄めて研磨します。研磨後は水洗い・乾燥・研磨の処理をして下さい。

※この商品の輸出は、お取扱できません。

## 南洋真珠用脱臭液



L130 ソール ¥9,500 /500ml

浸すだけで南洋真珠の脱臭・汚れ落としが出来ます。

- 使用方法 -

本液をアルコールで希釈します。珠を浸し、3~5日程で臭いを取り除きます。(珠の品質により、希釈割合・日数等は調整して下さい)本液の使用後は水洗い・乾燥・研磨の処理をして下さい。

※この商品の輸出は、お取扱できません。